

ANTICUERPOS ANTI-JO1

DESCRIPCION

EXAMEN: ANTICUERPOS ANTI-JO1

SINONIMO:

_

TIPO DE MUESTRA:

Suero 1 mL

ESTABILIDAD Y PREPARACION:

8 horas a 18-25°. 48 horas a 2-8°. 2 meses a -20°.

INTERFERENCIAS:

Hemolisis

DIAS DE PROCESAMIENTO: Semanal (REMITIDO A LA RED DE APOYO)

TIEMPO ENTREGA RESULTADOS: Semanal

PREPARACION DEL PACIENTE:

No requiere condiciones especiales.

UTILIDAD CLINICA:

Evaluación de pacientes sospechosos de polimiositis, dermatomiositis, o síndrome de polimiositisescleroderma.