

ANTICUERPOS ANTI-SM

DESCRIPCION

EXAMEN : ANTICUERPOS ANTI-SM

SINONIMO :

Autoanticuerpos Sm o Smith

TIPO DE MUESTRA :

Suero – 500 uL

ESTABILIDAD Y PREPARACION :

8 horas a 18-25°C. 2 días de 2 – 8°C. 2 meses a -20°C.

INTERFERENCIAS :

Hemolisis y lipemia

DIAS DE PROCESAMIENTO : Diario

TIEMPO ENTREGA RESULTADOS : Diario

PREPARACION DEL PACIENTE :

No requiere condiciones especiales.

UTILIDAD CLINICA :

Evaluar pacientes con signos y síntomas de enfermedades del tejido conectivo en las que el resultado de anticuerpos anti nucleares (ANA) esté positivo.