

CA 19.9

DESCRIPCION

EXAMEN: CA 19-9

SINONIMO:

Antigeno carbohidrato 19-9

TIPO DE MUESTRA:

Suero o plasma - 500uL

ESTABILIDAD Y PREPARACION:

2 días de 2-8°C. 2 meses a -20°C.

INTERFERENCIAS:

Hemolisis, ictericia o lipemia.

DIAS DE PROCESAMIENTO: Diario

TIEMPO ENTREGA RESULTADOS: Diario

PREPARACION DEL PACIENTE:

No requiere de condiciones especiales.

UTILIDAD CLINICA:

Se utiliza en el monitoreo de malignidades gastrointestinales, pancreáticas, hepáticas y colorrectales. Se utiliza para monitorear el tratamiento en pacientes con cáncer de páncreas.