

CITOMEGALOVIRUS IgG – IgM

Descripción

Campos meta

Utilidad Clínica :

La prueba del citomegalovirus (CMV) se utiliza para determinar si una persona con signos y síntomas presenta una infección activa por CMV. A veces puede solicitarse para saber si una persona tuvo anteriormente una infección por el virus.

Preparacion Del Paciente :

No requiere de condiciones especiales

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día) la extracción de la muestra no debe efectuarse antes de 8 horas tras la última administración.

Estabilidad Y Preparacion :

7 días T. ambiente. 4 semanas de 2 – 8°C. 3 meses a -20°C.

Tipo De Muestra :

Suero – Plasma: 500 ul

Sinonimo :

CMV IgG – IgM

Examen : CITOMEGALOVIRUS IgG - IgM