

CORTISOL

DESCRIPCION

EXAMEN: CORTISOL SERICO

SINONIMO:

_

TIPO DE MUESTRA:

Suero - Plasma: 500 ul

ESTABILIDAD Y PREPARACION:

4 días de 2-8°C. 12 meses a -20°C.

INTERFERENCIAS:

Preguntar si el paciente está tomando algún medicamento. En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día) la extracción de la muestra no debe efectuarse antes de 8 horas tras la última administración.

DIAS DE PROCESAMIENTO: Diario

TIEMPO ENTREGA RESULTADOS: Diario

PREPARACION DEL PACIENTE:

No requiere de condiciones especiales

UTILIDAD CLINICA:

Para facilitar el diagnóstico del síndrome de Cushing o de la insuficiencia adrenal primaria (enfermedad de Addison) o secundaria; para detectar trastornos que afecten a la glándula pituitaria o a las glándulas adrenales. Cuando hay una sospecha de exceso o déficit de producción de cortisol.