

DENGUE (IgG, IgM)

DESCRIPCION

EXAMEN : DENGUE, ANTICUERPOS IgG-IgM

SINONIMO :

—

TIPO DE MUESTRA :

Suero/plasma – 500 uL

ESTABILIDAD Y PREPARACION :

1 semana de 2–8°C. 2 meses a -20°C.

INTERFERENCIAS :

Hemolisis y lipemia

DIAS DE PROCESAMIENTO : Diario

TIEMPO ENTREGA RESULTADOS : Diario

PREPARACION DEL PACIENTE :

No requiere de condiciones especiales.

UTILIDAD CLINICA :

La prueba es de utilidad presuntiva, para la diferenciación entre infección primaria y secundaria, en pacientes sintomáticos. Para excluir la posibilidad de una infección aguda por virus dengue, las muestras deben ser recogidas, al menos, 7 días después del comienzo de los síntomas.