

ELECTROFORESIS DE PROTEINAS

DESCRIPCION

EXAMEN: ELECTROFORESIS DE PROTEINAS

SINONIMO:

Electroforesis de proteínas séricas

TIPO DE MUESTRA:

Suero - 500 uL.

ESTABILIDAD Y PREPARACION:

8 días a 2 – 8°C. 1 mes a -20°C.

INTERFERENCIAS:

_

DIAS DE PROCESAMIENTO: Jueves

TIEMPO ENTREGA RESULTADOS: Viernes

PREPARACION DEL PACIENTE:

No requiere condiciones especiales.

UTILIDAD CLINICA:

Para diagnosticar y monitorizar el mieloma múltiple y toda una serie de condiciones que repercuten sobre la absorción, la producción y la pérdida de proteínas, como sucede en casos de enfermedades orgánicas graves y en alteraciones del estado nutricional.