

PRODUCTOS DE DEGRADACION DEL FIBRINOGENO (PDF)

DESCRIPCION

EXAMEN : PRODUCTOS DE DEGRADACION DEL FIBRINOGENO (PDF)

SINONIMO :

PDF

TIPO DE MUESTRA :

Plasma citratado – 1 mL

ESTABILIDAD Y PREPARACION :

1 día de 2-8°C. 1 mes a -20°C.

INTERFERENCIAS :

Lipemia

DIAS DE PROCESAMIENTO : Diario (REMITIDO A LA RED DE APOYO)

TIEMPO ENTREGA RESULTADOS : 48 horas

PREPARACION DEL PACIENTE :

No requiere condiciones especiales.

UTILIDAD CLINICA :

Niveles elevados de PDF están asociado con carcinoma, coagulación intravascular diseminada, fibrinólisis primaria, tratamiento con medicamentos vasoactivos. La prueba también es de utilidad en el monitoreo de la terapia fibrinolítica y en estudios de embolismo pulmonar, infarto de miocardio, inflamación y algunas enfermedades hepáticas que alteran la actividad fibrinolítica.