

# FRAGILIDAD OSMOTICA

## **DESCRIPCION**

**EXAMEN: FRAGILIDAD OSMOTICA** 

**SINONIMO:** 

Fragilidad osmotica del eritrocito

**TIPO DE MUESTRA:** 

Sangre con EDTA - 3mL

## **ESTABILIDAD Y PREPARACION:**

12 horas a 18-25°C. Debe procesarse inmediatamente.

### **INTERFERENCIAS:**

Hemolisis

**DIAS DE PROCESAMIENTO:** Diario

TIEMPO ENTREGA RESULTADOS: 24 horas despues de procesada

PREPARACION DEL PACIENTE:

No requiere condiciones especiales.

### **UTILIDAD CLINICA:**

La prueba es de utilidad en el diagnóstico de anemia hemolítica.