

## GLIADINA, ANTICUERPOS IgG-IgA

### DESCRIPCION

**EXAMEN :** ANTICUERPOS ANTI-GLIADINA, IgG-IgA

**SINONIMO :**

—

**TIPO DE MUESTRA :**

Suero – 1mL

**ESTABILIDAD Y PREPARACION :**

48 horas a 2-8°C. 2 meses a -20°C.

**INTERFERENCIAS :**

Hemolisis y lipemia.

**DIAS DE PROCESAMIENTO :** Semanal

**TIEMPO ENTREGA RESULTADOS :** Semanal

**PREPARACION DEL PACIENTE :**

El paciente debe estar consumiendo una dieta que contenga gluten. Si la dieta no contiene gliadina, no se podrá medir la reacción a este anticuerpo.

**UTILIDAD CLINICA :**

Para evaluar pacientes sospechosos de sufrir enfermedad celiaca.