

HERPES I – II (IgG e IgM)

DESCRIPCION

EXAMEN : HERPES I - II - IgG - IgM

SINONIMO :

Virus herpes simple tipo 1 y tipo 2 (VHS-1 y VHS-2).

TIPO DE MUESTRA :

Suero : 500 uL

ESTABILIDAD Y PREPARACION :

7 días de 2 – 8°C. 1 mes a -20°C.

INTERFERENCIAS :

Sueros hiperlipemicos o hemolizados no son aceptables.

DIAS DE PROCESAMIENTO : Diario

TIEMPO ENTREGA RESULTADOS : Diario

PREPARACION DEL PACIENTE :

No requiere de condiciones especiales.

UTILIDAD CLINICA :

Para hacer un cribado o un diagnóstico de la infección por el virus herpes simple. Cuando se presentan síntomas de una infección por el virus herpes simple, como vesículas o ampollas alrededor del área genital, úlceras en la cavidad oral o síntomas de meningitis vírica.