

INMUNOFIJACION

DESCRIPCION

EXAMEN: INMUNOFIJACION

SINONIMO:

INMUNOELECTROFORESIS

TIPO DE MUESTRA:

Suero - 2 mL

ESTABILIDAD Y PREPARACION:

1 semana a 2-8°C. 1 mes a -20°C.

INTERFERENCIAS:

Hemolisis

DIAS DE PROCESAMIENTO: 2 veces por semana (REMITIDO A LA RED DE APOYO)

TIEMPO ENTREGA RESULTADOS: 5 dias

PREPARACION DEL PACIENTE:

En ayunas

UTILIDAD CLINICA:

Este examen se emplea con mayor frecuencia para verificar los niveles de ciertos anticuerpos asociados con mieloma múltiple y macroglobulinemia de Waldenstrom y facilita la identificación de gammapatías monoclonales.