

PEPTIDO C

DESCRIPCION

EXAMEN : PEPTIDO C

SINONIMO :

Peptido insulino-conector

TIPO DE MUESTRA :

- Suero: Esperar que se coagule la sangre y separar el suero inmediatamente.
- Sangre con EDTA: Centrifugar inmediatamente y separar el plasma
- Cantidad de muestra: 500 ul.

ESTABILIDAD Y PREPARACION :

24 horas de 2 – 8 °C.
30 días a -20°C.

INTERFERENCIAS :

Hemolisis.

DIAS DE PROCESAMIENTO : Diario

TIEMPO ENTREGA RESULTADOS : Diario

PREPARACION DEL PACIENTE :

En ayunas

UTILIDAD CLINICA :

Para evaluar posibles insulinomas, y diferenciarlo de la administración exógena de insulina. Para monitorear pacientes que recibieron trasplante de páncreas o de islotes.