

PIRILINKS (DESOXIPYRIDINOLINA) (DPD)

DESCRIPCION

EXAMEN : PIRILINKS (DESOXIPYRIDINOLINA) (DPD)

SINONIMO :

Desoxipiridinolina, DPD, Lisilpiridinolina

TIPO DE MUESTRA :

Orina – 20mL

ESTABILIDAD Y PREPARACION :

1 semana a 2-8°C. 1 mes a -20°C.

Recolectar Orina de 2 horas: iniciar la recolección con la vejiga vacía, es decir descartar la primera orina. Recolectar la totalidad de la muestra retenida durante las 2 horas siguientes en un envase plástico limpio.

INTERFERENCIAS :

—

DIAS DE PROCESAMIENTO : 3 veces por semana (REMITIDO A LA RED DE APOYO)

TIEMPO ENTREGA RESULTADOS : 24 horas después de su procesamiento

PREPARACION DEL PACIENTE :

No requiere de condiciones especiales.

UTILIDAD CLINICA :

Marcador de reabsorción ósea útil en el diagnóstico y control de trastornos degenerativos del hueso y del tejido conectivo como osteoporosis, hiperparatiroidismo primario, enfermedad de Paget y osteoartritis.