

PROTEINA C DE LA COAGULACION, FUNCIONAL

DESCRIPCION

EXAMEN: PROTEINA C DE LA COAGULACION, FUNCIONAL

SINONIMO:

_

TIPO DE MUESTRA:

Plasma citratado – 2mL

ESTABILIDAD Y PREPARACION:

2 semanas a -20°C.

INTERFERENCIAS:

Hemolisis y lipemia.

DIAS DE PROCESAMIENTO: 1 vez por semana (REMITIDO A LA RED DE APOYO)

TIEMPO ENTREGA RESULTADOS: 48 horas despues de su procesamiento

PREPARACION DEL PACIENTE:

En ayunas.

UTILIDAD CLINICA:

Estudios episodios trombóticos y por antecedentes familiares, trombos durante el embarazo, CID, VIH, uso prolongado antibióticos y warfarina.