

RATEST

DESCRIPCION

EXAMEN: RATEST

SINONIMO:

Factor Reumatoide, FR

TIPO DE MUESTRA:

Suero, Plasma con Heparina de litio o EDTA: 500 ul

ESTABILIDAD Y PREPARACION:

2 semanas a 2-8°C. 2 meses a -20°C.

INTERFERENCIAS:

Muestras hemolizadas son inaceptables.

DIAS DE PROCESAMIENTO: Diario

TIEMPO ENTREGA RESULTADOS: Diario

PREPARACION DEL PACIENTE:

No requiere de condiciones especiales.

UTILIDAD CLINICA:

Como ayuda al diagnóstico de la Artritis Reumatoide (AR) y del síndrome de Sjögren.