

SOMATOMEDINA C

DESCRIPCION

EXAMEN : SOMATOMEDINA C

SINONIMO :

IGF- 1 (Insulina como Factor de Crecimiento I)

TIPO DE MUESTRA :

Suero – 500uL

ESTABILIDAD Y PREPARACION :

1 día a 2-8°C. 1 mes a -20°C.

INTERFERENCIAS :

Hemolisis.

DIAS DE PROCESAMIENTO : Martes y Viernes

TIEMPO ENTREGA RESULTADOS : Martes y Viernes

PREPARACION DEL PACIENTE :

En ayunas.

UTILIDAD CLINICA :

Para el diagnóstico de problemas de crecimiento, monitoreo de tratamientos con hGH recombinante, diagnóstico y seguimiento de acromegalia y gigantismo, monitoreo del estado nutricional, de ayuda en el diagnóstico de la deficiencia de hGH.