

TROPONINA I

DESCRIPCION

EXAMEN : TROPONINA I

SINONIMO :

Tnl, cTnl

TIPO DE MUESTRA :

Suero – 500 uL

ESTABILIDAD Y PREPARACION :

La muestra debe ser procesada inmediatamente.

INTERFERENCIAS :

No se pueden utilizar muestras turbias o hemolizadas.

DIAS DE PROCESAMIENTO : Diario

TIEMPO ENTREGA RESULTADOS : Diario

PREPARACION DEL PACIENTE :

No requiere de condiciones especiales.

UTILIDAD CLINICA :

Para determinar si se ha sufrido un infarto de miocardio o una lesión en el músculo cardíaco. Inmediatamente cuando se presenta dolor torácico u otros síntomas que indiquen probabilidad de infarto de miocardio, y nuevamente a intervalos de 4 – 6 horas.