

FOSFATASA ACIDA TOTAL Y PROSTATICA

DESCRIPCION

EXAMEN : FOSFATASA ACIDA TOTAL Y PROSTATICA

SINONIMO :

—

TIPO DE MUESTRA :

Suero – 500 uL

ESTABILIDAD Y PREPARACION :

1 día de 2–8°C. 1 semana de 2–8°C. Se adiciona por cada mL de suero, 20uL de tampón acetato-acético Ph 5.0.

INTERFERENCIAS :

Hemolisis

DIAS DE PROCESAMIENTO : Diario

TIEMPO ENTREGA RESULTADOS : Diario

PREPARACION DEL PACIENTE :

No requiere condiciones especiales.

UTILIDAD CLINICA :

Para predecir la recurrencia de cáncer de próstata luego de prostatectomía radical. Para el monitoreo de la efectividad de los tratamientos.